




Beschreibung:

Die silikonölfreie Mikrofeinschleifpaste wurde entwickelt um Schleifspuren mit einer 3000er Körnung oder feiner ohne Staubeentwicklung zu beseitigen. Sie eignet sich deshalb um leichte Kratzer, Hologramme und Polierschleier an Lack- und Gelcoatoberflächen gründlich zu entfernen.

Auf Grund der äußerst hochwertigen Schleifkörper glättet die [Top-Glanz Polierpaste liquid](#) schonend die Oberfläche, verleiht anhaltende Farbtiefe, erzeugt brillanten Hochglanz und ist auch für kratzfeste und dunkel-farbige Oberflächen bestens geeignet. Sie kann für Lack-/ Gelcoatflächen an PKW, Caravan, Motorrädern, Booten, etc. verwendet werden.

Schleifgrad



Glanzgrad



Anwendungsmöglichkeit und Anwendungsbereich:

Geeignet für die manuelle und maschinelle (rotativ / exzentrisch) Verarbeitung (Infos zu Poliermaschinen unter www.rotweiss24.de/tutorials). Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Vor Gebrauch schütteln. Nicht auf warmen Oberflächen anwenden. Vor Frost und Hitze schützen.

Anwendungstechnik:

Politur auf einen Polierschwamm gleichmäßig verteilen. Bei der Verarbeitung mit der Maschine mit mäßigen Druck und einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 600 bis 1800 U/min im Kreuzgang polieren. Abschnittsweise in ca. ½ m² großen, vorgereinigten Flächen solange polieren bis die weiße Paste beinahe durchsichtig ist, dann sind die Polierkörper weitestgehend verarbeitet. Gegen Ende des Poliervorgangs den Druck langsam etwas nachlassen, um ein Teil der Paste in den Schwamm aufzunehmen. Den Rest mit einem Mikrofasertuch abwischen.

Die Oberfläche nach Schleifspuren aus dem Poliervorgang kontrollieren. Sollten noch Schleifspuren übrig sein, so müsste der Poliervorgang gemäß oben genannten Vorgehen wiederholt werden. Für den zweiten Poliervorgang wird weniger oder kein zusätzliches Poliermittel benötigt. Zur abschließenden Versiegelung und nochmaliger Glanzgradsteigerung empfiehlt sich das [ROTWEISS Sprühwachs](#).

Hinweise

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen [SICHERHEITSDATENBLATT](#) und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
250 ml Flasche	1552	12 St.
500 ml Flasche	1555	12 St.